

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сумки для лабораторного инвентаря

Сумки для транспортировки пробирок СТГ –1 М и СТГ – 2 М предназначены для персонала лабораторий и рассчитаны для переноски (транспортирования) медицинского (лабораторного) инвентаря.

Габаритные размеры ,см

СТГ – 1 М 30x26-+1x20

СТГ – 2 М 50x26-+1x20

Масса, кг – не более 1,5 кг

Конструкция полужесткая.

Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся подкладка.

Обработка и дезинфекция – согласно приказу № 408 наружная обработка поверхности сумки тканью, смоченной дезраствором (лизоформин, хлорантоин) без замачивания.

Сумка – укладка лаборанта СУГ – 1 М и СУГ – 2 М
укомплектована:

- штатив для пробирок пластиковый на 20 или 40 гнезд;
- пробирки 16*100;
- карандаш по стеклу;
- капилляр Сали;
- стекло предметное;
- стекло предметное с лункой;
- комплект для забора крови
- шпатель для растяжки мазков
- груша № 0
- стаканчик для разных назначений

Габаритные размеры ,см

СУГ – 1 М 30x26-+20

СУГ – 2 М 50x26-+20

Масса, кг – не более 1,5 кг

Конструкция полужесткая

Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся подкладка.

Обработка и дезинфекция – согласно приказу № 408 наружная обработка поверхности сумки тканью, смоченной дезраствором (лизоформин, хлорантоин) без замачивания.

Гарантийный срок 70 дней.

Срок службы 3 года